




**Hautklammergerät und Pinzette zum Entfernen von Hautklammern  
Benutzerhandbuch**

Katalog-Nr.: SSG-15W, SSG-25W, SSG-35W, SSG-55W, SSG-15R, SSG-25R, SSG-35R, SSG-55R, SSG-15H, SSG-25H, SSG-35H, SSG-55H, SRG-BEI

 <p><b>Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd.</b>, Nr. 318 Huanghe West Road, Bezirk Huangdao, Stadt Qingdao, Provinz Shandong, 266555, China</p>	<p><b>Kontaktdaten:</b> Telefon: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322</p>	 <p><b>MDML INTL LTD.</b>, 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Republik Irland</p>	
---	---	---	---

**Empfehlungen:**

**HAUTSTAPLER** – das Produkt ist zum Schließen chirurgischer und anderer Wunden bei einer Vielzahl allgemeiner, thorakaler, geburtshilflicher, gynäkologischer, orthopädischer, kardiovaskulärer, urologischer und plastischer chirurgischer Eingriffe bestimmt.

**HAUTKLAMMERNENTFERNUNGSKRAFT** – Das Produkt ist zum Entfernen von Hautklammern bestimmt, die zum Schließen der Wunde verwendet wurden.

**Kontraindikationen:**

Hautklammergeräte sollten nicht verwendet werden, wenn zwischen der zu nähernden Hautoberfläche und den darunter liegenden Gefäßen, lebenswichtigen Nerven, inneren Organen, Knochen und Bindegewebe in Form von Sehnen und Bändern kein Abstand von 5 mm eingehalten werden kann.

**Verwendungsbeschreibung:**

**HAUTSTAPLER**

1. Hautränder anheben, drehen und mit einer Pinzette anpassen.
2. Platzieren Sie den Stapler über die Mitte der gefalteten Hautkanten senkrecht zur Schnittlinie und halten Sie einen Abstand von etwa 1–2 mm über der Haut ein, um einen kleinen Spalt zwischen der oberen Leiste der angebrachten Heftklammer und der Hautoberfläche zu erreichen, was danach das Entfernen der Klammer erleichtert.
3. Schließen Sie den Stapler, indem Sie den Auslöser in einer kontinuierlichen Bewegung bis zum Anschlag drücken.
4. Lassen Sie den Auslöser los, um die Heftklammer freizugeben.

**ZANGE ZUR ENTFERNUNG VON HAUTKLAMMERN**

1. Schieben Sie die unteren Backen der Pinzette (mit der Lücke dazwischen) unter die obere Klammerstange.
2. Drücken Sie die Zangengriffe bis zum Anschlag vollständig zusammen. Heben oder ziehen Sie die Zange nicht.
3. Stellen Sie sicher, dass die Klammer ihre Form geändert hat und dem Buchstaben M ähnelt. Heben Sie die Zange an, indem Sie die Klammerspitzen vorsichtig aus der Haut ziehen.

**Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:**

1. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung.
2. Es wird empfohlen, Heftklammern jede 5 mm anzubringen. Für Wunden unter 5 cm wird die Verwendung eines Klammernahtgeräts mit 15 Klammern, von 5 bis 10 cm mit 25 Klammern, von 10 bis 15 cm mit 35 Klammern und von 15 bis 25 cm mit 55 Klammern empfohlen.
3. Die ersten 3 Klammern sind außerhalb der Wunde abzufeuern. Stellen Sie sicher, dass sie die richtige Form haben, bevor Sie den Stapler verwenden.
4. Drücken Sie den Abzug immer ganz durch. Ein vorzeitiges Loslassen des Abzugs und erneutes Drücken kann dazu führen, dass die nächste Heftklammer abgefeuert wird, bevor die vorherige losgelassen wurde. Dies kann zu einem Blockieren des Staplers führen.
5. Heftklammern sollten nicht länger als 30 Tage im Körper verbleiben.
6. Entfernte Heftklammern sind scharf und potenziell gefährlich. Befolgen Sie die Krankenhausvorschriften, um sich und andere Mitarbeiter vor versehentlichen Verletzungen zu schützen.

**Das Produkt ist nur für die Verwendung durch qualifiziertes medizinisches Personal bestimmt. Das Werkzeug muss nach Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden.**



Einwegprodukt



Sterilisation mit Ethylenoxid



Vor Feuchtigkeit schützen



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung



Hersteller



Achtung, bitte die beigefügte Dokumentation lesen

Nicht erneut sterilisieren

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

Autorisierter Vertreter in der EU