




**Huidnietmachine en tang voor het verwijderen van
huidnietjes
Gebruiksaanwijzing**

Nr cat.: SSG-15W, SSG-25W, SSG-35W, SSG-55W, SSG-15R, SSG-25R, SSG-35R, SSG-55R, SSG-15H, SSG-25H, SSG-35H, SSG-55H, SRG-U

 <p>Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, China</p>	<p>Contactgegevens: Phone: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322</p>	 <p>MDML INTL LTD., 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Republic of Ireland</p>	
--	--	---	---

Indicaties:

HUIDNIETMACHINE - het product is ontworpen voor het sluiten van chirurgische en andere wonden in een breed scala van algemene, thorax-, obstetrische, gynaecologische, orthopedische, cardiovasculaire, urologische en plastische chirurgische procedures.

TANG VOOR HET VERWIJDEREN VAN HUIDNIETEN - Het product is ontworpen om huidnietjes te verwijderen die gebruikt zijn om een wond te sluiten.

Contra-indicaties:

Huidnietmachines mogen niet worden gebruikt als het niet mogelijk is om een afstand van 5 mm aan te houden tussen het oppervlak van de te nieten huid en de onderliggende bloedvaten, vitale zenuwen, interne organen, botten en bindweefsel in de vorm van pezen en ligamenten.

Gebruikomschrijving:

HUIDNIETMACHINE

1. Til de randen van de huid op, draai ze om en pas ze aan met een pincet.
2. Plaats de nietmachine over het midden van de omhoog gedraaide huidranden dwars op de incisielijnen en houd een afstand van ongeveer 1 - 2 mm boven de huid aan, zodat er een kleine opening is tussen de bovenste dwarsdoorsnede van de ingebrachte niet en het huidoppervlak om het verwijderen van de niet te vergemakkelijken.
3. Sluit de nietmachine door de knop in te drukken totdat deze stopt.
4. Laat de knop los om het nietje los te maken.

TANG VOOR HET VERWIJDEREN VAN HUIDNIETEN

1. Schuif de onderste bekken van de tang (met een tussenruimte) onder de bovenste dwarsbalk van de nietjes.
2. Knijp de handvatten van de tang samen tot de uiterste stand. Til of trek niet aan de tang.
3. Zorg ervoor dat het nietje van vorm veranderd is zodat het op de letter M lijkt. Til de tang op door de uiteinden van het nietje voorzichtig uit de huid te schuiven.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

1. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
2. Het wordt aanbevolen om elke 5 mm nietjes aan te brengen. Voor wonden kleiner dan 5 cm wordt een nietmachine met 15 nietjes aanbevolen, van 5 tot 10 cm met 25 nietjes, van 10 tot 15 cm met 35 nietjes en van 15 tot 25 cm met 55 nietjes.
3. De eerste 3 nietjes moeten buiten de wond worden geschoten. Zorg ervoor dat ze de juiste vorm hebben en gebruik dan pas de nietmachine.
4. Druk de knop altijd zo ver mogelijk in. Voortijdig de knop loslaten en opnieuw indrukken kan ervoor zorgen dat er nog een nietje wordt afgeschoten voordat de vorige is losgelaten. Dit kan het nietapparaat blokkeren.
5. Nietjes mogen niet langer dan 30 dagen in het lichaam zitten.
6. De verwijderde nietjes zijn scherp en potentieel gevaarlijk. Volg de procedures van het ziekenhuis om jezelf en andere medewerkers te beschermen tegen letsel.

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd medisch personeel. Het product moet na gebruik op de juiste manier worden afgevoerd.



Product voor eenmalig gebruik



Sterilisatie door ethyleenoxide



Bescherm tegen vocht



Lees de gebruiksaanwijzing



Fabrikant



Let op, zie de bijgevoegde documentatie



Niet hersteriliseren



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Erkende vertegenwoordiger in de EU